

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)
ELETROCARDIOGRAMA





SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



ELETRCARDIOGRAMA

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite
COREN: 468752
Atualizado: OUTUBRO/ 2022

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

1. RESULTADOS ESPERADOS

Fazer registro da atividade elétrica do coração para fins diagnósticos.

2. MATERIAL NECESSÁRIO

- Álcool a 70%;
- Algodão;
- Eletrocardiograma completo;
- Gel.

3. ATIVIDADES

- Conferir indicação de procedimento na prescrição médica;
- Preparar o material necessário;
- Verificar se o aparelho encontra-se funcionando;
- Higienizar as mãos;
- Explicar o procedimento ao paciente/ acompanhante;
- Colocar paciente em decúbito dorsal;
- Retirar adornos metálicos;
- Limpar os locais da pele com álcool embebido coma 70% onde serão colocados os eletrodos;
- Certificar que o paciente esteja sem contato com superfícies metálicas;
- Fixar os eletrodos de acordo com desenho anexo;
- Observar as reações dos pacientes;
- Realizar ECG;
- Limpar excesso do gel nas áreas dos eletrodos caso necessário;
- Auxiliar paciente no término do exame;
- Identificar o exame;
- Higienizar as mãos;
- Organizar o local do procedimento;
- Descartar material em local adequado;
- Registrar o resultado no prontuário do paciente.

4. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

- Comunicar intercorrência ao médico para definir conduta;
- Na identificação de alterações nas tecnologias para saúde, fazer notificação de tecno vigilância e solicitar a substituição do produto a farmácia.

ELETROCARDIOGRAMA

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite


COREN: 468752

Atualizado: OUTUBRO/ 2022

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

ANEXO 1



ANEXO2

